

検査結果データオンデマンドサービス

IPROS (Inspection result-data on-demand web service)


取扱い説明書

～ 目 次 ～

- ・ 画面遷移説明 … 1P
- ・ 各参照画面入力・選択項目説明 … 9P

本サイトをご覧頂くには Microsoft Edge (バージョン 87.0.664.60 以上) をご使用ください。



当サイトでは、JavaScript を使用しているページがございます。ご覧になる際にはブラウザ設定で JavaScript を有効にしてください。



<https://www.kankyonet.jp/nasukan/index.html>

検査結果照会システムへのアクセス

インターネットブラウザを起動し、URL（アドレス）に
<https://www.kankyonet.jp/nasukan/index.html> を入力します。



下記の画面が表示されれば接続完了です。
“ユーザーログイン” ボタンをクリックし、ログイン画面で
ユーザー I D、パスワードを入力して、ログインしてください。



■画面遷移説明



- ・本サービスのトップ画面です。
この画面から、スタートとなります。
「ユーザーログイン」をクリックします。



- ・「ユーザーID」、「パスワード」を入力し
て「認証」ボタンでログインします。



- ・「検査結果参照」(飲料水)ボタンで
『⑤検査結果検索画面 初期』のページに遷移します。
- ・「検査結果参照」(飲料水以外)ボタンで
『⑭検査結果検索画面 初期』のページに遷移します。




④エラー画面

- ・システムにて、エラーが発生した場合
に表示されます。
「戻る」ボタンを押下してください。

検査結果データオンデマンドサービス 取扱い説明書





検査結果データオンデマンドサービス 取扱い説明書



検査結果データオンデマンドサービス 取扱い説明書

集計参照

検査対象 2018年度 ~ 2018年度													
ダウンロード 検査結果一覧表のCSVファイルを作成します。													
検査項目並び順													
・ポップアップ画面が開き、表示対象の検体を選択する事ができます。													
検査項目並び順													
2018年度 集計結果													
検査項目	基準値	測定値	1期値	2期値	3期値	基準値超過	検査値	検査値検出日	検出値	検査値検出日	平均値		
鉛及びその化合物	0.3	1	0	0	0	0	0.03 未検	2019/02/12	0.03	2019/02/12	0.03 未検		
バーメタノール	100	0	0	0	0	0	0	2019/01/08	0	2019/01/08	0		
鉛及びその化合物	0.01	1	0	0	0	0	0.0001 未検	2019/02/12	0.0001	2019/02/12	0.0001 未検		
亜硝酸態窒素	0.04	0	0	0	0	0	0.0004 未検	2019/01/08	0.0004	2019/01/08	0.0004 未検		
ノニ	異常でないこと	0	0	0	0	0	0	2019/01/08		2019/01/08			
ノニ	異常でないこと	0	0	0	0	0	0	2019/01/08		2019/01/08			
ノニ	2	0	1	0	0	0	0.2 未検	2019/01/08	0.4	2019/02/12	0.2		
ノニ	5	0	2	1	0	0	0.5 未検	2019/01/08	2.4	2019/02/12	0.9		
ノニ	1	0	0	0	0	0	0	2019/01/08		2019/01/08			
亜硝酸態窒素	200	0	1	0	0	0	6.7	2019/02/12	22	2019/01/08	10		
ノニ	5.8~8.6	0	0	0	0	0	7.0/17	2019/02/12	7.3/21	2019/01/08	7.1		
亜硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0	0	0	0	0	1.0 未検	2019/01/08	1.0	2019/01/08	1.0 未検		
有機物(全有機物炭素(TOC)の値)	3	0	2	0	0	0	0.3 未検	2019/02/12	0.5	2019/01/08	0.4		

⑫水質検査集計参照画面

- ・前画面（⑥検査結果検索画面 検索後）の一覧より選択された検体の集計結果を表示します。

ダウンロード



CSV
ファイル

ダウンロードは、画面表示情報を CSV 形式 (カンマ区切り)ファイルとしてダウンロードします。

参照

確定

戻る

有効	採取日	採取場所	試料名
☒	2019/01/08	2 階厨房	給水
☒	2019/01/08	2 階厨房	給湯水
☒	2019/02/12	給湯室	飲料水
☒	2019/02/12	給湯室	飲料水
☒	2019/02/12	給湯室	飲料水
☒	2019/02/12	1 階厨房蛇口給水栓	地下水(浄水)

⑬検体選択ウィンドウ

- ・⑥検査結果検索画面の検索結果から複数の検体を選択している場合、選択されている検体の一覧が当画面に表示されます。
- ・チェックボックスのオン／オフを行い、確定ボタンをクリックすることにより前画面(⑫水質検査集計参照画面)に選択した検体の集計結果が表示されます。



⑭検査結果検索画面 初期

- ・検査結果の検索を行う画面が表示されます。
(初期状態)

 $\llcorner \times \text{ニユ一}$

「メニューへ」ボタンは
各画面共通の動作です。

[illegible]

檢索開始



⑮検査結果検索画面 検索後

- ・検索条件を入力し「検索開始」ボタンを押下すると条件に一致する検査結果情報を一覧表示します。

一覽參照



◀ 戻る

集計参照



◀ 戻る

⑪地点別検査結果

参照画面(7 ページ目へ)

⑬水質検査集計参照画面
(8 ページ目へ)

No.
イパーリンク)



⑩検体別検査結果参照画面

- ・前画面（⑮検査結果検索画面 検索後）の一覧より選択された検体の情報を表示します。

📄 ダウンロード



CSV ファイル


備考表示



⑳備考画面
(8 ページ目へ)


ダウンロードは、画面表示情報を CSV 形式 (カンマ区切り) ファイルとしてダウンロードします。

検査結果データオンデマンドサービス 取扱い説明書




⑪地点別検査結果参照画面

・「一覧参照」ボタンを選択すると前画面（⑮検査結果検索画面 検索後）の検索結果一覧について、詳細情報を表示します。



ダウンロードは、画面表示情報を CSV 形式 (カンマ区切り) ファイルとしてダウンロードします。



⑮時系列グラフ画面

- ・前画面（⑰地点別検査結果参照画面）の検査項目一覧より選択された検査項目について時系列グラフを表示します。

- ※ 画面上部の「線」・「基準線」のオプションを選択して、「表示更新」ボタンを押下すると選択したオプションに従ってグラフの表示が更新されます。
- ※ 「線」オプションを“選択年度で1本”でグラフ表示している場合、グラフ内のポイントをマウスでクリックすると対象データの検査結果情報が表示されます。
- ※ 結果値のポイントマークを選択すると、対象の検査データが表示されます。(『⑩検体別検査結果参照画面』へリンクされます。)

集計参照

採取場所 既定無し

試料名 既定無し

⑩ダウンロード 検査結果一覧系のCSVファイルを作成します。


集計結果

検査項目	測定値	基準値	単位	検体採取日	報告日	検体採取日	報告日	平均値
pH	7.3	7.0		2019/01/08	2019/02/04	7.8	2019/02/04	7.5
DO	2.3	2.0		2019/01/08	2019/01/08	2.3	2019/01/08	2.3
SS	0	0		2019/01/08	2019/01/08	0	2019/01/08	0
大腸菌群数	30未満	30未満		2019/01/08	2019/01/08	30未満	2019/01/08	30未満
一価陽性	0	0		2019/02/04	2019/02/04	0	2019/02/04	0
水質	0	0		2019/02/04	2019/02/04	0	2019/02/04	0
濁度	0.2未満	0.4		2019/02/04	2019/02/12	0.3	2019/02/12	0.3
総硬度(カルシウム濃度)	1.6	1.6		2019/02/04	2019/02/04	1.6	2019/02/04	1.6
大腸菌	0	0		2019/02/04	2019/02/04	0	2019/02/04	0
総硬度(カルシウム濃度)	0.8	0.8		2019/02/04	2019/02/04	0.8	2019/02/04	0.8

144メニューへ戻る

⑪水質検査集計参照画面

・前画面（⑫検査結果検索画面 検索後）の一覧より選択された検体の集計結果を表示します。



ダウンロードは、画面表示情報を CSV 形式 (カンマ区切り)ファイルとしてダウンロードします。

備考表示

記載あり
(ハイパーリンク)


報告書番号	E1804416-001	受付日	2019年02月12日
報告日	2019年02月26日	採取場所	給排水
採取日	2019年02月12日	試料名	飲料水
採取時刻	10:05		
備考			
残留塩素 0.5mg/L			


⑫備考画面

・前画面（⑬検体別検査結果参照画面、⑭水質検査結果一覧参照画面、⑮検体別検査結果参照画面、⑯地点別検査結果参照画面）より選択された検体の備考を表示します。

■各参照機能画面 入力・選択項目説明

各ボタン説明

ボタン	項 目 名	説 明
	プルダウンリストボックス	▼をクリックする事によりリストが表示され、その中から選択する事で条件指定が出来ます。
	テキストボックス	文字列を入力する事で条件指定をする事が出来ます。
	オプションボタン	○をクリックする事により、●マークがつき条件指定が出来ます。 但し、関連する二つの項目を同時に選択する事は出来ません。
	チェックボックス	□をクリックする事によりチェックマーク(レ)がつき、条件指定をする事が出来ます。

ボタン	項 目 名	説 明	ボタン	項 目 名	説 明
	認証 ボタン	入力した ID とパスワードを認証する際に使用します。		リセット ボタン	入力した ID とパスワードをクリアします。
	メニューへ ボタン	『③メインメニュー画面』へ移動します。		ホームへ ボタン	『①トップ画面』へ移動します。
	戻る ボタン	一つ前の画面へ移動します。		検索開始 ボタン	検索条件に従って検索を行い結果を表示します。

次ページへ続く

ボタン	項 目 名	説 明	ボタン	項 目 名	説 明
 結 果 一 覧	結果一覧 ボタン	『⑧水質検査結果一覧参照画面』を表示する際に使用します。	 一 覧 参 照	一覧参照 ボタン	『⑩地点別検査結果参照画面』『⑰地点別検査結果参照画面』を表示する際に使用します。
 集 計 参 照	集計参照 ボタン	『⑫水質検査集計参照画面』『⑱水質検査集計参照画面』を表示する際に使用します。	 全 て 選 択	全て選択 ボタン	チェックボックスを全て選択します。
 全 て 解 除	全て解除 ボタン	チェックボックスの選択を全て解除します。	 ダウンロード	ダウンロード ボタン	画面表示内容(参照情報)をCSV(カンマ区切りのテキストデータ)ファイルとしてダウンロードします。
 グラフ参照	グラフ参照 ボタン	『⑨グラフ参照画面』を表示する際に使用します。	 時系列グラフ	時系列グラフ ボタン	『⑱時系列グラフ画面』を表示する際に使用します。
 備 考 表 示	備考表示ボタン	『⑳備考画面』を表示する際に使用します。	 表 示 更 新	表示更新 ボタン	『⑨グラフ参照画面』『⑱時系列グラフ画面』で、線・基準線の表示方法を変更する際に使用します。 線：グラフ線を選択年度で1本／年度毎に1本の切り替えを行います。 基準線：基準線表示/非表示の切り替えを行います。
 参 照	参照 ボタン	『⑪検体選択ウィンドウ』『⑬検体選択ウィンドウ』を表示する際に使用します。	 Y軸変更	Y 軸変更 ボタン	グラフの Y 軸の最大値、最小値を変更します。

⑤検査結果検索画面 初期

1

採取日範囲

▼

年

▼

月

～

▼

年

▼

月

4

採取日

昇順

降順

2

事業所名

▼

5

採取場所

3

6

試料名

No	項 目 名	説 明	No	項 目 名	説 明
1	採取日範囲	採取日の抽出範囲を西暦と月で指定します。	4	採取日	検索結果表示順序を指定します。 降順の場合は、採取日が新しい順に表示されます。
2	事業所名	事業所名を選択して検索を行う際に使用します。 選択した事業所名に対して検索が行えます。	5	採取場所	採取場所を入力します。※部分指定可能 未入力の場合は、採取場所の指定を行いません
3	事業所名(下段)	事業所名を指定して検索を行う際に使用します。※部分指定可能 部分指定が可能なため、入力したキーワードが含まれる事業所名の抽出が行えます。	6	試料名	試料名を入力します。※部分指定可能 未入力の場合は、試料名の指定を行いません。

⑭検査結果検索画面 初期

1

採取日範囲

▼

年

▼

月

～

▼

年

▼

月

4

採取日

昇順

降順

2

採取場所

▼

3

5

試料名

No	項 目 名	説 明	No	項 目 名	説 明
1	採取日範囲	採取日の抽出範囲を西暦と月で指定します。	4	採取日	検索結果表示順序を指定します。 降順の場合は、採取日が新しい順に表示されます。
2	採取場所	採取場所を選択して検索を行う際に使用します。 選択した採取場所に対して検索が行えます。	5	試料名	試料名を入力します。※部分指定可能 未入力の場合は、試料名の指定を行いません。
3	採取場所(下段)	採取場所を指定して検索を行う際に使用します。※部分指定可能 部分指定が可能なため、入力したキーワードが含まれる採取場所の抽出が行えます。			